

MASTER COLOR

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL

Light-Curable Composite Resin
Resina Compuesta Fotopolimerizable

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome Comercial: Master Color.

Forma Farmacêutica: Resina composta fotopolimerizável.

Apresentação: Seringas de 1g; 1,2g; 2,0g; 2,5g e 3,0g.

Uso: Exclusivo para profissionais de odontologia.

2. COMPOSIÇÃO

Componentes: Monômeros – Fotoiniciadores – Cargas - Pigmentos

3. APRESENTAÇÃO

Pigmentos para caracterização MASTERCOLOR

Amarelo – Azul – Branco – Caramelo – Cinza – Mostarda – Preto – Rosa – Vermelho - Violeta

Pigmentos para Gingiva MASTERCOLOR

Rosa claro – Rosa médio – Rosa marrom – Rosa preto – Rosa roxo – Rosa vermelho

Base Incolor (Master Base): Usada para diluição de pigmentos ou formação de novas matizes.

4. INDICAÇÕES

Master Color é indicado para a caracterização extrínseca de:

Dentes em resina composta (cerômero). Prótese dentária em resina impressa. Dentes acrílicos. Gingiva artificial. O produto é utilizado para inlays, onlays, facetas e outras próteses dentárias resinadas.

5. INSTRUÇÕES DE USO

5.1. Aplicação: os pigmentos podem ser usados individualmente ou misturados ao Master Base. Os recipientes devem estar completamente limpos e livres de resíduos. Aplique o material puro ou misturado delicadamente sobre a peça.

5.2. Pós-Cura: realize a pós-cura em câmara UV por 1 a 2 minutos após cada camada. A última camada deve ser curada por 5 a 10 minutos, conforme o equipamento utilizado.

Para melhor resultado estético e proteção superficial, recomenda-se, ao final da caracterização, aplicar uma camada do verniz fotopolimerizável MasterSeal após a etapa de pós-cura. Siga as instruções específicas do produto MasterSeal para correta aplicação e polimerização.

5.3. Polimerização: utilizar aparelhos de polimerização UV LED (comprimento de onda: 360-500 nm). Equipamentos de fotopolimerização clínica para restaurações diretas devem ser evitados.

6. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Produto de uso exclusivo por dentistas e técnicos de prótese dentária. O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) é obrigatório ao manusear o produto.

A resina é sensível à luz, por isso deve ser mantida fechada e fora de exposição direta à luz. Em pacientes com alergia conhecida aos componentes, o uso é contraindicado.

7. ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Condições de armazenamento: manter em local seco, a temperatura ambiente (15-30°C), longe da luz e calor. Prazo de Validade: 36 meses após a data de fabricação, quando armazenado adequadamente. Caso armazenado em refrigeração, retirar o produto do refrigerador antes do uso para retornar à temperatura ambiente.

8. DESCARTE

As seringas deverão ser descartadas após o uso, de acordo com as regulamentações locais para resíduos odontológicos.

LIGHT-CURABLE COMPOSITE RESIN MASTER COLOR

1. PRODUCT IDENTIFICATION

Trade Name: Master Color.

Pharmaceutical Form: Light-Curable Composite Resin.

Presentation: Syringes of 1g, 1.2g, 2.0g, 2.5g and 3.0g.

Usage: Exclusive for dental professionals.

2. COMPOSITION

Components: Monomers – Photoinitiators – Fillers - Pigments

3. APRESENTATION

MASTERCOLOR characterization pigments

Yellow – Blue – White – Caramel – Gray – Mustard – Black – Pink – Red – Violet

MASTERCOLOR gingiva pigments

Light pink – Midium pink – Brown pink – Black pink – Purple ponk – Red pink

Colorless Base (Master Base): Used for pigment dilution or the creation of new shades.

4. INDICATIONS

Master Color is indicated for the extrinsic characterization of:

Composite resin teeth (ceromer), 3D-printed resin dental prostheses, acrylic teeth, artificial gingiva. The product is used for inlays, onlays, veneers and other resin-based dental prostheses.

5. INSTRUCTIONS FOR USE

5.1. Application: the pigments can be used individually or mixed with MasterBase. The containers must be completely clean and free of residues. Apply the pure or mixed material gently onto the piece.

5.2. Post-Curing: perform post-curing in a UV chamber for 1 to 2 minutes after each layer. The final layer should be cured for 5 to 10 minutes, depending on the equipment used.

For better aesthetic results and surface protection, it is recommended to apply a layer of the MasterSeal light-curable varnish at the end of the characterization process, after the post-curing step. Follow the specific instructions for the MasterSeal product to ensure proper application and polymerization.

5.3. Polymerization: use UV LED polymerization devices (wavelength: 360-500 nm, maximum of 470 nm). Clinical light-curing equipment for direct restorations should be avoided.

6. WARNINGS AND PRECAUTIONS

Product intended for use exclusively by dentists and dental technicians. The use of Personal Protective Equipment (PPE) is mandatory when handling the product.

The resin is light-sensitive and must be kept sealed and protected from direct light exposure. Use is contraindicated for patients with known allergies to the components.

7. STORAGE AND SHELF LIFE

Storage Conditions: keep in a dry place at room temperature (15-30°C), away from light and heat.

Shelf Life: 36 months from the manufacturing date when properly stored. If refrigerated, allow the product to return to room temperature before use.

8. DISPOSAL

Syringes must be disposed of after use in accordance with local regulations for dental waste.

RESINA COMPUESTA FOTOPOLIMERIZABLE MASTER COLOR

1.IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre Comercial: Master Color.

Forma Farmacéutica: Resina compuesta fotopolimerizable.

Presentación: Jeringas de 1g, 1.2g, 2.0g, 2.5g y 3.0g.

Uso: Exclusivo para profesionales de odontología.

2.COMPOSICIÓN

Componentes: Monómeros – Fotoiniciadores – Cargas - Pigmentos

3.APRESENTACION

Pigmentos para caracterización MASTERCOLOR

Amarillo – Azul – Blanco – Caramelo – Gris – Mostaza – Negro – Rosa – Rojo - Violeta

Pigmentos para encía MASTERCOLOR

Rosa claro – Rosa medio – Rosa marrón – Rosa negro – Rosa púrpura – Rosa rojo

Base Incolora (Base Maestra): Utilizada para la dilución de pigmentos o la formación de nuevos matices.

4.INDICACIONES

Master Color está indicado para la caracterización extrínseca de: dientes de resina compuesta (cerómero). Prótesis dentales en resina impresa en 3D. Dientes acrílicos. Encía artificial. El producto se utiliza para inlays, onlays, carillas y otras prótesis dentales de resina.

5. INSTRUCCIONES DE USO

5.1. Aplicación: los pigmentos pueden utilizarse individualmente o mezclados con la Base Maestra. Los recipientes deben estar completamente limpios y libres de residuos. Aplique el material puro o mezclado suavemente sobre la pieza.

5.2. Postcurado: realice el postcurado en una cámara UV durante 1 a 2 minutos después de cada capa. La última capa debe curarse durante 5 a 10 minutos, según el equipo utilizado.

Para obtener un mejor resultado estético y protección superficial, se recomienda aplicar una capa de barniz fotopolimerizable MasterSeal al final del proceso de caracterización, después de la etapa de postcurado. Siga las instrucciones específicas del producto MasterSeal para una correcta aplicación y polimerización.

5.3. Polimerización: utilice dispositivos de polimerización UV LED (longitud de onda: 360-500 nm, máximo de 470 nm). Se deben evitar los equipos de fotopolimerización clínica para restauraciones directas.

6. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Producto de uso exclusivo para dentistas y técnicos en prótesis dental. El uso de Equipos de Protección Individual (EPI) es obligatorio al manipular el producto.

La resina es sensible a la luz, por lo que debe mantenerse cerrada y protegida de la exposición directa a la luz. Su uso está contraindicado en pacientes con alergia conocida a los componentes.

7. ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Condiciones de Almacenamiento: Mantener en un lugar seco, a temperatura ambiente (15-30°C), alejado de la luz y el calor.

Período de Validez: 36 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se almacene adecuadamente. Si se almacena en refrigeración, retirar el producto del refrigerador antes de su uso para que vuelva a temperatura ambiente.

8. ELIMINACIÓN

Las jeringas deben desecharse después de su uso, de acuerdo con las normativas locales sobre residuos odontológicos.

Fabricado e Distribuido por/

Manufacturer and distributed by/

Fabricado y Distribuido por: **Wilcos do Brasil Ind. e Com. LTDA**

Rua Quissamã, 910 - Petrópolis - RJ

CEP: 25615-412 - CNP: 01.074.837/0001-48

Tel./Phone/Tel: +55 24 3064-1000

Responsável Técnico/Technical Responsible/Responsable Técnico:

Fábio Bastos de Carvalho Coppes - CRO/RJ 32134

NºANVISA/ANVISA Notification/Notificación ANVISA: **10347949040**

WILCOS