

# AGULHA PARA SUTURA ODONTOLÓGICA COM FIO DE SEDA



## FIO DE SUTURA MASTER • SEDA

### **Indicação:**

É indicado para suturar superfícies gengivais após procedimentos cirúrgicos. Deverá ser utilizada somente por profissionais habilitados.

### **Composição:**

Agulha de aço inoxidável 304 e fio de seda trançado

### **Validade:**

5 anos a partir da data de fabricação

### **Contra indicações:**

Nenhuma por hora conhecida

### **Modo de uso:**

Após o procedimento cirúrgico, proceder a sutura conforme a técnica de preferência do profissional.

### **Advertência, cuidados especiais:**

Produto de uso único. Destruir após o uso.  
Não utilizar se a embalagem estiver violada.

### **Armazenamento:**

Armazenar em temperatura ambiente.

### **Princípio de Funcionamento:**

O uso intraoral do fio de sutura deve ser conduzido por dentistas ou pessoal com treinamento adequado.

O profissional manuseia o produto com alicate de uso odontológico através de punção com a agulha e inserção do fio na área gengival e posterior corte e descarte da agulha e amarração do fio.

Os materiais são atóxicos, não-absorvíveis e não impregnados.

Seu uso é de curto prazo, permanecendo na gengiva até 30 dias.

Apresenta-se com os números cirúrgicos de 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 e 6.0 e pode ter 45cm ou 75 cm de comprimento.

A agulha é fabricada em aço inoxidável forma triangular ou circular, com ângulos de 180° ( 1/2 círculo ) ou 135° ( 3/8 do círculo ).

Estas têm comprimentos de 1,5 cm, 1,7cm ou 2,0 cm.

Produto estéril - Esterilizado por óxido de etileno.

Uso exclusivo para profissionais da saúde.

Produto de uso único.

# AGUJA ODONTOLÓGICA PARA SUTURA CON HILO DE SEDA

**Indicación:** Indicado para suturar superficies gengivales después de procedimientos quirúrgicos.

Uso exclusivo para profesionales sanitarios.

**Composición:** Aguja de acero inoxidable y hilo de seda trenzado.

**Validez:** 5 años después de la fecha de manufactura.

Contra indicaciones: Ninguna conocida.

**Modo de Usar:** Después del procedimiento quirúrgico, hacer la sutura de acuerdo a la técnica de preferencia del profesional.

**Advertencia, cuidados especiales:** Producto de uso único.

Destruir después del uso. No usar si el empaque presentar roturas.

**Almacenaje:** Almacenar en temperatura ambiente.

**Principio de funcionamiento:**

El uso intraoral del hilo de sutura debe ser realizado por odontólogos o personal con entrenamiento apropiado. El profesional manipula el producto con pinzas dentales mediante punción con la aguja e inserción del alambre en la zona gingival y posterior corte y

Desechar la aguja y anudar el hilo. Los materiales son no tóxicos, no absorbibles y no impregnado. Su uso es de corta duración, permaneciendo en las encías hasta 30 días.

Viene

con los números quirúrgicos 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 y 6.0 y puede ser de 45 cm o 75 cm largo. La aguja

está hecha de acero inoxidable en forma triangular o circular,

con ángulos de 180° (1/2 círculo) o 135° (3/8 de círculo).

Estos tienen longitudes de 1,5 cm, 1,7 cm o 2,0 cm.

Producto Estéril - Esterilizado por óxido de etileno.

## DENTAL SUTURE NEEDLE WITH SILK THREAD

**Indication:** Indicated for suture of gingival surfaces after surgical procedures.

Exclusive use for healthcare professionals.

**Composition:** Stainless steel 304 needle and braided silk thread.

Valid date: 5 years after manufacture.

**Contraindications:** None

**Instructions for use:** After the surgical procedure, proceed the suture according to the technique of choice of the professional.

**Warning:** Single use Destroy after use. Do not use if pack is damaged.

**Storage:** Store at room temperature.

**Working principle:**

The intraoral use of the suture thread must be conducted by dentists or personnel with proper training. The professional handles the product with dental pliers through puncture with the needle and insertion of the wire in the gingival area and subsequent cut and disposal of the needle with the thread. The materials are non-toxic, non-absorbable and non-impregnated. Its use is short-term, remaining on the gums for up to 30 days. Comes with the surgical numbers 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 and 6.0 and can be 45 cm or 75 cm of length. The needle is made of stainless steel triangular or circular shape, with angles of 180° (1/2 circle) or 135° (3/8 of a circle).

These have lengths of 1.5 cm, 1.7 cm or 2.0 cm

Sterile product -Sterilized by ethylene oxide.

Exclusive use for healthcare professionals.

Single-use product.