

MasterSeal

Glaze fotopolimerizável

WILCOS

Indicação de uso:

MasterSeal é um glaze fotopolimerizável. Assim, uma vez aplicado, o verniz penetra nas porosidades da peça acrílica e, após submetido à polimerização, realiza a vedação das mesmas.

Esta vedação estabiliza e confere lisura à superfície da resina, tornando a peça resistente à abrasão proporcionando alto brilho.

Modo de uso:

- Aplique suavemente uma camada fina e uniforme, utilizando um pincel macio e em sentido único, evitando a formação de bolhas.

- Deixe agir por 20 segundos antes de polimerizar.

- Polimerizar, utilizando o tempo de polimerização conforme descrito abaixo:

a) Aparelhos de lâmpadas U.V.A. e Halógenas, polimerizar por 5 minutos.

b) Aparelhos de lâmpadas Strobo como o UNIX-S e POWER LUX, polimerizar por 3 minutos.

Precauções:

O produto é fabricado para ser utilizado somente conforme exposto nas instruções de uso. O uso de forma distinta das instruções de uso é de única e exclusiva responsabilidade do profissional que a utilize.

O produto é de uso odontológico profissional.

Sempre fechar bem o frasco, após o uso, para evitar a evaporação dos componentes e uma consequente alteração de suas características.

Manipular utilizando máscara, luvas e óculos para proteção apropriada, evitando assim a inalação e o contato com a pele e os olhos.

Contra indicações:

Não utilizar para confecção de trabalhos destinados a pessoas com hipersensibilidade aos componentes do produto.

Efeitos adversos:

- Contato com os olhos: Pode causar irritação aos olhos.

- Contato com a pele: Pode causar irritação à pele.

- Inalação: Irritante ao sistema respiratório pode causar dores de cabeça.

Armazenagem:

Deve permanecer em sua embalagem original e fechada após o uso. proteger da luz direta.

Descarte de resíduos e embalagem em lixo comum.

Advertências:

Contém metilo metacrilato que pode causar reação alérgica em indivíduos suscetíveis.

MasterSeal é um líquido inflamável, manter longe do fogo ou fontes de calor.

Instruções especiais:

Indicado em trabalhos de próteses totais ou parciais, confeccionados em resinas acrílicas.

Indicado para vedar eventuais porosidades, além de proporcionar brilho ao material acrílico.

Use indication:

MasterSeal is a light curing glaze. Thus, once applied, the varnish penetrates the porosities of the acrylic piece and, after being subjected to polymerization, seals them.

This seal stabilizes and gives smoothness to the surface of the resin, making the piece resistant to abrasion and providing high gloss.

How to use:

- Gently apply a thin, even layer, using a soft, point brush, avoiding the formation of bubbles.

- Let it act for 20 seconds before polymerizing.

- Polymerize, using the polymerization time as described below:

a) U.V.A. and Halogens, polymerize for 5 minutes.

b) Strobo lamp fixtures such as UNIX-S and POWER LUX, polymerize for 3 minutes.

Precautions:

The product is manufactured to be used only as stated in the instructions for use. The use in a way different from the instructions for use is the sole and exclusive responsibility of the professional who uses it.

The product is for professional dental use.

Always close the bottle well after use to avoid evaporation of the components and a consequent change in their characteristics.

Handle using a mask, gloves and goggles for proper protection, thus avoiding inhalation and contact with the skin and eyes.

Adverse effects:

Do not use in works for people with hypersensitivity to the product components.

Adverse effects:

- Contact with the eyes: May cause irritation to the eyes.
- Skin Contact: May cause skin irritation.
- Inhalation: Irritating the respiratory system, may cause headaches.

Storage

It must remain in its original, unopened packaging after use. protect from direct light.

Waste disposal and packaging in common trash.

Warnings

Contains methyl methacrylate which may cause an allergic reaction in susceptible individuals.

MasterSeal is a flammable liquid, keep away from fire or heat sources.

Indicación de uso:

MasterSeal es un glaseado fotopolimerizable. Así, una vez aplicado, el barniz penetra en las porosidades de la pieza acrílica y, tras ser sometida a polimerización, las sella.

Este sello estabiliza y da tersura a la superficie de la resina, haciendo que la pieza sea resistente a la abrasión y proporcionando un alto brillo.

Cómo utilizar:

- Aplicar suavemente una capa fina y uniforme, utilizando un cepillo suave y unidireccional, evitando la formación de burbujas.
- Dejar actuar durante 20 segundos antes de polimerizar.

- Polimerizar, utilizando el tiempo de polimerización como se describe a continuación:

- a) Aparelhos U.V.A. y halógenos, polimerizar durante 5 minutos.
- b) Las lámparas estroboscópicas como UNIX-S y POWER LUX, polimerizan durante 3 minutos.

Precauciones:

Este produto es manufacturado para uso de acuerdo com sus instrucciones. Usarlo fuera del indicado es de responsabilidad unica y exclusiva del profesional. Cierre siempre la botella despues de usarla, para evitar evaporation de sus componentes y alteración de sus características.

Manipuleo usando mascarilla, quontes y gaps para protecciom, assi evitando aspiracion y contacto con la piel y los ojos.

Contraindicación:

No utilizar para realizar trabajos destinados a personas con hipersensibilidad a los componentes del producto.

Efectos adversos:

- Contacto con los ojos: Puede causar irritación en los ojos.
- Contacto con la piel: Puede causar irritación de la piel.
- Inhalación: Irrita las vías respiratorias, puede provocar dolores de cabeza.

Almacenamiento

Debe permanecer en su embalaje original sin abrir después de su uso. proteger de la luz directa.

Eliminación de residuos y envases en basura común.

Advertencias

Contiene metacrilato de metilo que puede causar una reacción alérgica en personas susceptibles.

MasterSeal es un líquido inflamable, manténgalo alejado del fuego o fuentes de calor.

Composição:

Bisfenol A - Glicidil metacrilato

Bisfenol etoxilado A

dimetracrilato

Metil meta acrilato

Dimetracrilado de uretano

Trimetil - benzoilfenil fosfínico

Tinuvim/P

Di-terc-butil metil fenol(BHT)

Lumilux azul Z

Fabricante:

Wilcos do Brasil Indústria

e Comércio Ltda.

Rua Quissamã 910 - CEP: 25615-412

Petrópolis - RJ

Responsável Técnico: Fábio Bastos de

Carvalho Coppo - CR0/RJ 32134

Notificação ANVISA nº: 10347949033

Validade: 36 meses