

# MasterSeal

- Veda micro poros existentes na resina, evitando assim acúmulo de placas bacterianas.
- Maior resistência aos materiais de limpeza.
- Facilita a profilaxia da prótese.
- Selamento de alto brilho sem polimento manual.
- Superfície totalmente seca após a polimerização.
- Sela prótese total e moldes individuais.



## GLAZE PARA RESINA ACRILICA FOTOPOLIMERIZAVEL

É indicado para resinas clínicas, cerômeros e resinas impressas.

**WILCOS**