

Ortho Master

O kit completo para confeccionar attachments em tratamentos com alinhadores ortodônticos.

O QUE SÃO ATTACHMENTS?


Pequenos relevos de resina fixados sobre os dentes.

Eles ajudam o alinhador a transmitir a força necessária para realizar os movimentos definidos no planejamento digital tridimensional (3D).

Mais controle para a movimentação planejada.



EXEMPLO DE ATTACHMENT PRONTO



COMO O KIT FUNCIONA



1. MATCH BOND Sistema adesivo

É aplicado sobre a superfície dental previamente preparada para promover a adesão do material ao dente.

Auxilia na retenção do attachment.



2. MATCH CLEAR Resina fotopolimerizável

Preenche o nicho do template. Após o posicionamento e a fotopolimerização, forma o attachment.

Resina transparente com efeito camaleão, excelente adaptação e alta resistência.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- ✓ 2 seringas MATCH CLEAR de 3g cada.
- ✓ 1 frasco MATCH BOND de 5ml.

Solução completa em um único kit

WILCOS
— DESDE 1938 —